

## ARTHROSCOPE/ SINUSCOPE HD+

Ø 2.7mm; 30°; 187 mm

autoclavable



**SKU:** 601-203-30HD

**Categories:** [Arthroscopy](#), [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Telescopes](#)

**SCOPE** [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Telescopes](#)

**SCOPE** [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)