

## BECKMANN-ADSON SELFRETAINING RETRACTOR

sharp; 4X4 teeth; 25X31mm

31.0cm (12.4")




**SKU:** 070-870-02

**Categories:** [Open Surgery](#), [Retractors](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Selfretaining Retractors](#)  
**AUTHORS** [ADSON](#), [BECKMANN](#)  
**SPECIFICATIONS** [sharp](#), [toothed](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Selfretaining Retractors](#)  
**AUTHORS** [ADSON](#), [BECKMANN](#)  
**SPECIFICATIONS** [sharp](#), [toothed](#)