

BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

strongly curved; 40mm



SKU: 027-045-40

Categories: [Hemostats](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-145-40

Medicon 15.07.41

SPECIFICATIONS [curved](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-145-40

Medicon 15.07.41

SPECIFICATIONS [curved](#)