

## BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

straight; 35mm



**SKU:** 027-042-35

**Categories:** [Hemostats](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Bulldog Clamps](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**KLS Martin** 13-142-35

**Medicon** 15.04.36

**SPECIFICATIONS** [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Bulldog Clamps](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**KLS Martin** 13-142-35

**Medicon** 15.04.36

**SPECIFICATIONS** [straight](#)