

COUPLAND SUCTION TUBE INSERT

Ø 2.3mm; 95mm



SKU: 085-010-23

Categories: [Open Surgery](#), [Puncture / Special Needles](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Suction Tubes](#)

AUTHORS [COUPLAND](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Suction Tubes](#)

AUTHORS [COUPLAND](#)