

COUPLAND SUCTION TUBE INSERT

Ø 2.8mm; 95mm

SKU: 085-010-28

Categories: [Open Surgery](#), [Puncture / Special Needles](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Suction Tubes](#)

AUTHORS [COUPLAND](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Suction Tubes](#)

AUTHORS [COUPLAND](#)