

DOUBLE SEALING CAP; FOR 3-10 FR.

for instrument channel; red

PU of 10 pcs; price per packing unit



SKU: 499-198-00

Categories: [Endoscopy](#), [GUBBINI/Gyn](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [PU](#)

RANGE [Accessories](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [PU](#)

RANGE [Accessories](#)