

DUPLEX-BABY STETHOSCOPES

Ø 36mm



SKU: 100-322-00

Categories: [Diagnostics](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Stethoscopes](#)

Aesculap AC150

KLS Martin 17-260-00

AUTHORS [DUPLEX](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Stethoscopes](#)

Aesculap AC150

KLS Martin 17-260-00

AUTHORS [DUPLEX](#)