

ENDOOR C LAPAROSCOPY TUBE SHAFT

isolated

Ø 10.0mm; 330mm

SKU: 611-020-93

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [EndoorC](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [EndoorC](#)

TYPE [Sheaths](#)