

ENDOOR C LAPAROSCOPY TUBE SHAFT

isolated; Ø 5.0mm; 330mm

SKU: 611-010-53

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [EndoorC](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [EndoorC](#)

TYPE [Sheaths](#)