

EXCISION FORCEPS, WITH RING HANDLE

for percutaneous nephroscope

Ø 3.5mm, 380mm

SKU: 630-450-38

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)