

## EXCISION FORCEPS, WITH RING HANDLE

for percutaneous nephroscope

Ø 3.5mm, 350mm

**SKU:** 630-450-35

**Categories:** [Endoscopy](#), [Urology](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Forceps](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Forceps](#)