

FRAZIER SUCTION TUBE

3 Fr.; 45° angled

13.0cm (5.2") working length



SKU: 085-031-03

Categories: [Open Surgery](#), [Puncture / Special Needles](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Suction Tubes](#)
AUTHORS [FRAZIER](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Suction Tubes](#)
AUTHORS [FRAZIER](#)