

FRAZIER SUCTION TUBE

4 Fr.; 45° angled

10.0cm (4") working length



SKU: 085-030-04

Categories: [Open Surgery](#), [Puncture / Special Needles](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Suction Tubes](#)
AUTHORS [FRAZIER](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Suction Tubes](#)
AUTHORS [FRAZIER](#)