

GRASPING FORCEP ELECTRODE;BIPOLAR;INSERT

fenestrated; for Ø 5.0mm shaft

for 628-201-53 and 628-205-53

SKU: 628-244-53

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [HF-Instruments, bipolar](#)
TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [HF-Instruments, bipolar](#)
TYPE [Electrodes](#)