

## GYNECOLOGY/UROLOGY TELESCOPE HD

Ø 2.9mm; 70°; 300 mm

autoclavable

**SKU:** 601-103-70

**Categories:** [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Gynecology](#), [Urology](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Telescopes](#)  
**SCOPE** [Gynecology](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Telescopes](#)  
**SCOPE** [Gynecology](#), [Urology](#)