

GYNECOLOGY/UROLOGY TELESCOPE HD

Ø 2.9mm; 70°; 300 mm

autoclavable

SKU: 601-103-70

Categories: [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Gynecology](#), [Urology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Telescopes](#)
SCOPE [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Telescopes](#)
SCOPE [Gynecology](#), [Urology](#)