

## HASSON CONE; FIXABLE

with suture holder; Ø 11.0mm

for 626-121-91 + 626-121-99



**SKU:** 626-190-11

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)