

HOOK

3 teeth; semi-sharp; wide bending

16.5cm (6.6")

SKU: 062-123-03

Categories: [Open Surgery](#), [Retractors](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Delicate Hooks](#)

SPECIFICATIONS [semi-sharp](#), [toothed](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Delicate Hooks](#)

SPECIFICATIONS [semi-sharp](#), [toothed](#)