

INNER SHEATH

Ø 2.9mm; 0°; FL 218mm

QUICK-LOCK



SKU: 640-015-22

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Hysteroscopy](#)
TYPE [Diagnostic Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Hysteroscopy](#)
TYPE [Diagnostic Sheaths](#)