

**JOHNS-HOPKINS BULLDOG CLAMP**

straight; length: 90mm

**SKU:** 026-018-09

**Categories:** [Hemostats](#), [Open Surgery](#)



**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Bulldog Clamps](#)

**Aesculap** BH017

**AUTHORS** [HOPKINS](#), [JOHNS](#)

**SPECIFICATIONS** [straight](#)



**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Bulldog Clamps](#)

**Aesculap** BH017

**AUTHORS** [HOPKINS](#), [JOHNS](#)

**SPECIFICATIONS** [straight](#)