

KOGAN ENDOSPECULA

with ratchet; 5mm

24.0cm (9.6"); insulated



SKU: 180-093-05

Categories: [Gynecology](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Endospecula](#)

AUTHORS [KOGAN](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Endospecula](#)

AUTHORS [KOGAN](#)