


LALL ELECTRODE

Ø 3mm; 19/22Fr.

white-blue, bipolar



SKU: 630-340-10B

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 2.9](#)

TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 2.9](#)

TYPE [Electrodes](#)