

LAPAROSCOPE HD+

Ø 5.0mm; 45°; 300 mm

autoclavable



SKU: 601-005-40HD

Categories: [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Laparoscopy](#)



45°

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Laparoscopy](#)