

## LEKSELL-STILLE BONE RONGEUR

jaw 5mm; double convertible

24.0cm (9.6")

**SKU:** 196-349-04

**Categories:** [Open Surgery](#), [Orthopaedics](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)


**TYPE** [Bone Rongeurs](#)

**KLS Martin** 23-907-24

**AUTHORS** [LEKSELL](#), [STILLE](#)

**Medicon** 31.51.05

**SPECIFICATIONS** [straight](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Bone Rongeurs](#)

**KLS Martin** 23-907-24

**AUTHORS** [LEKSELL](#), [STILLE](#)

**Medicon** 31.51.05

## SPECIFICATIONS

[straight](#)