

LOOP ELECTRODE

angled; 19/22Fr.

white-blue

bipolar System



SKU: 630-340-00B

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 2.9](#)

TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 2.9](#)

TYPE [Electrodes](#)