

## LOOP ELECTRODE

angled; 24 / 26Fr.

yellow/blue; for 30° telescopes

bipolar System



**SKU:** 630-240-00B

**Categories:** [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 4.0](#)

**TYPE** [Electrodes](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 4.0](#)

**TYPE** [Electrodes](#)