

## LOOP ELECTRODE

angled; 27 / 28.5Fr.

brown; for 30° telescopes



**SKU:** 630-240-01

**Categories:** [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 4.0](#)

**TYPE** [Electrodes](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 4.0](#)

**TYPE** [Electrodes](#)