

LOOP ELECTRODE

straight; 24 / 26Fr.; yellow/blue

bipolar system



SKU: 630-240-10B

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)