

MOHR TUBING CLAMPS FOR HIGH PRESSURE

70mm



SKU: 250-410-70

Categories: [Open Surgery](#), [Various Items](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Tubing Clamps](#)

AUTHORS [MOHR](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Tubing Clamps](#)

AUTHORS [MOHR](#)