


## MULTIFUNCTIONAL TROCAR SLEEVE

metal tube; threaded

Ø 5.5mm; FL 95mm



**SKU:** 626-122-51

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)