

MULTIFUNCTIONAL TROCAR SLEEVE

with metal tube; smooth

Ø 3.5mm; FL 70mm



SKU: 626-121-31

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)