


MULTIFUNCTIONAL TROCAR SLEEVE

metal tube; smooth

Ø 5.5mm; FL 95mm



SKU: 626-121-51

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)