

NEPHROSCOPE SHEATH 26 FR.

FL 200mm; 1 x turnable stopcock

colour code: blue



SKU: 630-420-24

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)