

NEPHROSCOPE SHEATH 26 FR.

FL 264mm; 1 x turnable stopcock

colour code: black



SKU: 630-420-44

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)