

OBTURATOR

for hysteroscopy diagnostic sheath

Ø 3.0mm; white



SKU: 640-010-35

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Hysteroscopy](#)

TYPE [Obtulators](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Hysteroscopy](#)

TYPE [Obtulators](#)