

OBTURATOR

for hysteroscopy diagnostic sheath

Ø 5.0 mm; blue



SKU: 640-010-45

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Hysteroscopy](#)

TYPE [Obtulators](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Hysteroscopy](#)

TYPE [Obtulators](#)