

OBTURATOR

for diagnostic continius flow sheath

Ø 3.4 mm



SKU: 640-015-25

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Hysteroscopy](#)

TYPE [Obtulators](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Hysteroscopy](#)

TYPE [Obtulators](#)