

OBTURATOR FOR NEPHROSCOPE SHEATHS 24 FR.

FL 264mm; central; hollow

colour code: white

SKU: 630-420-37

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Obturators](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Obturators](#)