


## PE FORCEPS; CUP; SHARP

single action; Ø 1.8mm; FL: 400mm

with irrigation adapter



**SKU:** 630-455-18

**Categories:** [Endoscopy](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Forceps](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Forceps](#)