


PE FORCEPS; CUP; SHARP

single action; Ø 1.8mm; FL: 400mm

with irrigation adapter



SKU: 630-455-18

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)