

PI-CUT SPECIAL LOOP ELECTRODE

24Fr.; yellow/blue; for saline

solution Resectoscope; bipolar



SKU: 630-240-00BPI

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)