


PROBE

Ø 2.0mm

11.5cm (4.6")



SKU: 080-004-11

Categories: [Open Surgery](#), [Probes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttoned Probes](#)

KLS Martin 16-100-11

Medicon 09.05.11

SPECIFICATIONS [without eye](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttoned Probes](#)

KLS Martin 16-100-11

Medicon 09.05.11

SPECIFICATIONS [without eye](#)