


PROBE

Ø 1.0mm

13.0cm (5.2")



SKU: 080-000-13

Categories: [Open Surgery](#), [Probes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttoned Probes](#)

Aesculap BN113

KLS Martin 16-102-13

Medicon 09.04.13

SPECIFICATIONS [without eye](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttoned Probes](#)

Aesculap BN113

KLS Martin 16-102-13

Medicon 09.04.13

SPECIFICATIONS

[without eye](#)