


PROBE

Ø 2.0mm

30.0cm (12")



SKU: 080-004-30

Categories: [Open Surgery](#), [Probes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttomed Probes](#)

KLS Martin 16-100-30

SPECIFICATIONS [without eye](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttomed Probes](#)

KLS Martin 16-100-30

SPECIFICATIONS [without eye](#)