

REDUCER WITH SILICONE LATCH

for trocar sleeves Ø 11.0- 5.5mm



SKU: 626-180-95

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)