

RESECTOSCOPY SHEATH

27Fr.; 1 stopcocks; black

without obturator

Only for monopolar use



SKU: 630-200-27

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Sheaths](#)