

SKILLERN SPHENOIDALIS PROBE

Ø 2.0mm; 16.5cm

SKU: 086-702-20

Categories: [Open Surgery](#), [Puncture / Special Needles](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Probes](#)

AUTHORS [SKILLERN](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Probes](#)

AUTHORS [SKILLERN](#)