

STOPCOCK Ø 3.5MM, BLACK

for mini-nephroscope 601-145-30



SKU: 601-150-06

Categories: [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Urology](#)