

## STORNING CASES

perforated; with hinges lid

420x175x75mm



**SKU:** 250-246-42

**Categories:** [Open Surgery](#), [Various Items](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Bowls](#)  
**KLS Martin** 55-402-42

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Bowls](#)  
**KLS Martin** 55-402-42